



# GottaGo

Bruksanvisning



Family Freedom



GottaGo er et lett og bærbart sete laget for å forbedre barns liv gjennom uavhengighet på toalettet. Det er et trygt og posturelt støttende sete, for bruk hjemme og borte.

---

Vennligst les alle instruksjoner nøye før du bruker GottaGo. Alle instruksjoner finnes også på vår nettside: **[www.fireflyfriends.com/gottago](http://www.fireflyfriends.com/gottago)** samt videoer og ofte stilte spørsmål.

## **Innhold**

- 01 Tiltent bruk
  - 02 Sertifisering
  - 03 Advarsler og forsiktighetsregler
  - 04 Vilkår for garanti
  - 05 Sikkerhetsinformasjon
  - 06 Forholdsregler og kontraindikasjoner
  - 07 Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon
  - 08 Produktinspeksjon og service
  - 09 Viktige retningslinjer
  - 10 Gjenbruke Firefly-produkter
  - 11 Instruksjoner for bruk
  - 12 Klinisk oppsett
  - 13 Demontere GottaGo
  - 14 Teknisk informasjon
-

## AVSNITT 01: Tiltenkt bruk

### Tiltenkt bruk

GottaGo toalettsete er ment for å gi postural støtte for barn med funksjonshemninger og for å forenkle toalettbesøk.

GottaGo er et bærbart toalettsete beregnet for å lette toalettbesøk hjemme eller når man er ute.

### Indikasjoner for bruk

Vi anbefaler at en voksen gjennomfører produktinspeksjoner i samsvar med avsnitt 08 i denne bruksanvisningen for å sikre at produktet er trygt å bruke.

GottaGo toalettsete er ment for bruk i baderomsmiljø med jevn overflate. Toalettsetet er ment å gi postural støtte til barn med ulike funksjonshemninger som påvirker deres evne til å sitte uten støtte. Brukere kan inkludere, men er ikke begrenset til, ikke ambulerende barn med en nevromuskulær, medfødt kromosomal lidelse, ryggmargsskade eller global utviklingsforsinkelse. GottaGo er designet for barn i alderen ca. 2-9 år med en maksimal brukervekt på 30 kg (66lbs).



Barn bør aldri etterlates uten tilsyn i sitt GottaGo toalettsete, da de kan risikere å skade seg selv.

## AVSNITT 02: Sertifisering

GottaGo er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse I i henhold til EU og UK regelverk. Som produsent erklærer James Leckey Design Limited at dette produktet er i samsvar med Medical Device Regulation (2017/745), UK Medical Device Regulations 2002, Medical Device Directive (93/42 EEC) og EN 12182:2012 hjelpemidler for personer med funksjonshemming, generelle krav og testmetoder.

**Merk:** Generelle brukerråd. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade, skade på produktet eller skade på miljøet.

**Merk:** Barn bør bruke sikkerhetsbeltet til enhver tid når de sitter i GottaGo.

## AVSNITT 03: Advarsler og forsiktighetsregler

### Daglige kontroller:

- Fest alltid sikkerhetsbeltet umiddelbart når brukeren sitter i GottaGo.
- GottaGo skal kontrolleres daglig før bruk for å sikre at alle stropper og sitteelementer er godt festet.
- Les alltid instruksjonene før bruk.
- Inspiser alltid produktet før bruk. Hvis du er i tvil, stopp! Hvis du mistenker eller vet at produktet eller en del er defekt, stopp. Kontakt vår kundeserviceavdeling eller forhandler så raskt som mulig.
- Kontroller alltid at fotplaten sitter godt fast.
- Pleier skal ikke berøre noen bevegelige ledd som ikke er låst.
- Sørg for at det er tilstrekkelig plass på alle sider av produktet. Det anbefales å ikke flytte brukeren eller gjøre justeringer mens brukeren sitter i GottaGo.
- Før du plasserer brukeren i produktet, sørg for at produktet er tilpasset brukerens behov og kontroller dets stabilitet.
- Når du monterer eller justerer komponentene på produktet, pass på at fingrene ikke kommer i klem.

- Sørg for at alle fire bena er sikkerhetslåst før du plasserer brukeren i produktet.
- Aldri flytt eller løft GottaGo med barnet i det.

### Når brukeren sitter.

- Overføring inn og ut av produktet må gjøres med egnet utstyr og personell.
- Hvis brukeren viser tegn til ubehag, fjern brukeren fra produktet så raskt som mulig.

### Advarsel! Fingerklemmingsfare:

- Vær forsiktig når du monterer eller gjør justeringer på GottaGo, slik at fingrene ikke kommer i klem. På grunn av den fleksible formen på GottaGo sitt design, vær oppmerksom på fare for fingerklemming rundt området mellom setet og rammen når brukeren sitter og er aktiv.

### Advarsel! Veltfare:

- Fest sikkerhetsbeltet umiddelbart når brukeren har satt seg i GottaGo.
- Aldri bruk GottaGo på ujevnt underlag.
- La aldri barnet være uten tilsyn mens det sitter i GottaGo.
- Kontroller alltid at fotplaten er sikret før brukeren settes i setet og at fotstroppene er sikret etter at sikkerhetsbeltet er satt på.

- **Advarsel! Fingerfellefare:** Pass på at fingrene til pleier eller bruker ikke blir fanget i mellomrommene mellom setet og rammen.
- **Advarsel! Brukersikkerhet:** Sørg for at alle selene, spesielt fotstroppene er festet og justert for å holde brukeren på plass før toalettbesøk. La aldri barnet være uten tilsyn mens det sitter i GottaGo.
- **Advarsel ta i bruk:** Når du tar GottaGo ut fra lagring, la den akklimatisere seg til romtemperatur før bruk. Tørk av eventuell fuktighet på produktet.
- **Advarsel resirkulering:** Kast GottaGo kun på et felles avfallsdeponi under riktig resirkuleringskategori.

### Generelt vedlikehold

- **Rengjøring:** Rengjør GottaGo regelmessig for å forhindre at det samler seg smuss på seterammen. Oppsamlet smuss kan slite på setelistene og forårsake korrosjon i rammen. Bruk kun ikke-slipende rengjøringsmidler og fuktig klut.
- **Advarsel! Rengjøre med vannslange/spyler:** Ikke bruk slanger eller kraftvasker på rammen, rammen er ikke forseglet mot rennende vann og kan bli skadet av vann.
- GottaGo-sekken kan maskinvaskes på 40°C. Ikke bruk tørketrommel.
- **Advarsel oppbevaring:** Produktet bør holdes unna alle direkte varmekilder, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske- og gassvarmere.
- **Såpe og vann eller antibakteriell spray** kan brukes til daglig rengjøring.
- Ikke bruk løsemidler til å rengjøre plast- eller metallkomponenter.
- Sørg alltid for at produktet er tørt før bruk.

### Ytterligere rengjøring av metall- og plastkomponenter



## AVSNITT 04: Vilkår for garanti

Garantien for GottaGo gjelder kun når produktet brukes i henhold til tiltenkt bruk og ved å følge produsentens spesifikasjoner. Det gis ett års garanti for dette produktet.

Varer kan returneres til oss for garanti, reparasjon eller erstatning opptil 12 måneder fra mottak. Når du kontakter oss vil vi ordne henting av varene for vår regning, og når de er returnert til oss vil vi reparere eller erstatte varen og returnere dem til deg innen 14 dager. I alle tilfeller er det kundens ansvar å sørge for at varene som returneres er forsvarlig pakket, fortrinnsvis i originalemballasjen.

## AVSNITT 05: Sikkerhetsinformasjon

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk.
2. Barn bør ikke forlates uten tilsyn når de bruker GottaGo.
3. Kontroller at alle GottaGo-komponentene er forsvarlig montert i henhold til bruksanvisningen før bruk.
4. Sørg for at sikkerhetsbeltet og fotstroppene brukes til enhver tid.
5. GottaGo må plasseres på en tørr, solid og statisk overflate. Bruk aldri GottaGo på en ujevnt overflate.
6. Maksimal brukervekt for GottaGo er 30 kg (66 lbs). Dette bør aldri overskrides.
7. Aldri bruk fotplaten til å støtte barnet på under forflytning.
8. Ikke modifier GottaGo eller bruk andre komponenter enn Firefly godkjente komponenter. Dette kan sette barnet i fare i tillegg til at det gjør garantien ugyldig.
9. GottaGo bør holdes unna alle direkte varmekilder, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske- og gassvarmere.
10. Rengjør produktet regelmessig i samsvar med avsnitt 07 i denne bruksanvisningen.
11. Fullfør vedlikeholdskontroller med jevne mellomrom for å sikre at produktet er i god stand. GottaGo skal ikke brukes hvis noen av delene er defekte.
12. Det er ikke mulig for oss å gi spesialisert flytte- og håndteringsråd, da omstendighetene vil variere for hver familie. Rådfør deg med din terapeut for veiledning om flytting og håndtering.
13. Hvis du er i tvil om sikker bruk av GottaGo, eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt Firefly kundeservice på UK 0800 318265 eller ROI 1800 626020.
14. GottaGo-sekken er egnet for belastninger opptil 15 kg, ikke overskrid dette.



Barn bør aldri etterlates uten tilsyn i GottaGo toalettsete da de kan skades. Vær forsiktig når du folder ut rammen da hendene er i umiddelbar nærhet av bevegelige deler.

- Barn som er avhengig av perkutan endoskopisk gastronomi.
- Medisinsk ustabilitet inkludert kompromittert åndedrettsfunksjon.
- Avhengig av tredjeparts livsopprettende apparater som oksygentanker.
- Lærevansker og/eller atferdsproblemer.

## AVSNITT 06: Forholdsregler og kontraindikasjoner

### Forholdsregler

GottaGo er kanskje ikke egnet for barn og unge med følgende:

- Faste ryggdeformiteter som skoliose eller kyfose.
- Alvorlige muskerkontrakturer.
- Alvorlig muskel- eller skjelettasymmetri (forskjeller mellom venstre og høyre side av kroppen) inkludert hoftledd.
- Progressive og muskelsvinnende forhold.
- Høy risiko for benbrudd.
- Høy risiko for trykkrelatert skade eller åpne sår.
- Sterke, ukontrollerte bevegelsesmønstre.

### Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner forbundet med GottaGo.

## AVSNITT 07: Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon

Ved rengjøring av GottaGo anbefaler vi at du bruker varmt vann og ikke-skurende rengjøringsmidler. Aldri bruk organiske løsemidler eller renssevæsker.

Sikkerhetsbeltet og fotstroppene kan tas av og rengjøres med varmt såpevann ved behov.

Såpe og vann eller antibakteriell spray kan brukes til rengjøring av rammen, ikke bruk løsemidler ved rengjøring av rammen.



## AVSNITT 08: Produktinspeksjon og service

Vi anbefaler at ulike kontroller av GottaGo utføres før hver bruk for å sikre at produktet er trygt. De anbefalte kontrollene er oppført nedenfor:

1. Sørg for at setet er riktig koblet til rammen og kontroller at det er stabilt og sikkert før du plasserer barnet i.
2. Sørg for at sikkerhetsbeltet og fotstroppene er godt festet til henholdsvis seteryggen og fotstøtten.
3. Sjekk sikkerhetsbeltet og fotstroppene for eventuell slitasje.
4. Sjekk stropper for eventuelle sprekker eller skader.
5. Kontroller at rammeforbindelsene er fri for smuss og uten tegn til slitasje.

**For alle servicerelaterte problemer, se nettsiden: [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com) eller kontakt Firefly på [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)**

## AVSNITT 09: Viktige retningslinjer

Sørg for at GottaGo står på en stabil overflate før du setter barnet oppi. Åpne ryggstøttevinkelen ved å løsne stroppene mens du sørger for at de fortsatt forblir tilkoblet og sikkert. Ytterligere justeringer kan gjøres etter at barnet er sikkert plassert i setet og sikkerhetsbeltet er på.

Sørg for at sikkerhetsbeltet og fotstroppene er klare til å monteres så snart barnet er plassert i GottaGo. Vær forsiktig og overvåk barnet nøye mens det gjøres endringer for å justere sikkerhetsbeltet og/eller fotstroppene.

## AVSNITT 10: Gjenbruke Firefly-produkter

Hvis du ønsker å gi GottaGo-toalettsetet ditt videre når barnet ditt har vokst fra det, anbefaler vi at du rengjør setet, rammen og sekken grundig av hensyn til personlig hygiene. Sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. En kopi fås ved å kontakte vår kundeserviceavdeling på: [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com) eller via vår nettside: [www.fireflyfriends.com/gottago](http://www.fireflyfriends.com/gottago).

Hvis du er i tvil om sikker bruk av ditt Firefly-produkt, eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutt å bruke produktet og kontakt Firefly by Leckey kundeservice på: **[customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)**

Før du utsteder et produkt på nytt anbefales det at det desinfiseres ved å bruke følgende prosedyrer:

**Merk: Rengjør alltid produktet først for å fjerne akkumulert smuss før desinfisering.**

1. Der det er mulig, anbefaler vi bruk av et automatisk “fogger”-desinfeksjonssystem som brukes til å dekke produktoverflatene fullstendig med et desinfeksjonsmiddel. Produsentenes instruksjoner for det valgte systemet bør henvises til før bruk og følges nøyaktig.

2. Der et automatisert desinfeksjonssystem ikke er tilgjengelig, bør alle produktoverflater tørkes over med antibakterielle overflateservietter. Produsentens instruksjoner for det valgte produktet bør følges. Produkttrekk og tekstiler bør rengjøres grundig i henhold til avsnitt 07, rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon, i denne bruksanvisningen.


# AVSNITT 11: Instruksjoner for bruk

## 11.1 Folde ut GottaGo-rammen

GottaGo-rammen vil se slik ut når den tas ut av esken.

- 1 Ramme
- 2 Sikkerhetsbelte
- 3 Sekk
- 4 Sete
- 5 Potte
- 6 Fotplate





GottaGo er designet kun for bruk på jevne overflater.

For å **folde ut rammen**, identifiser knappen **A** på undersiden av rammen.

For enkel montering, hold GottaGo-rammen med høyre side opp (der bena er foldet under) og trykk inn knappene bakfra **A** samtidig for å frigjøre bena.

Når du folder ut bena, sørg for at føttene hviler på bakken i motsetning opp i luften.


Brett ut bena til du hører et tydelig klikk.

Kontroller at alle fire bena er helt fra hverandre og låst i posisjon.

Sett GottaGo-rammen på jevnt underlag.

## 11.2 Justering av GottaGo-rammens høyde


GottaGo har 3 høydejusteringsinnstillinger; Pottehøyde **1**, standard høyde **2** og handikoptoaleththøyde **3**.



Høyden er angitt med **grønne nummererte indikatorer** på hvert av bena.





Deretter identifiserer du trykknappene for høydejustering på innsiden av hvert av rammens ben **B**




For å justere høyden på rammen har hvert ben en sikkerhetslås **A** som må kobles ut først. Trekk denne låsepinnen **A** utover, deretter en kvart omdreining for å frigjøre sikkerhetslåsen.

For å koble inn sikkerhetslåsen, gjør en kvart omdreining og skyv låsepinnen tilbake på plass **B**




### For å justere til standard høyde:

Koble ut sikkerhetslåsen. Med GottaGo-rammen satt opp, trykk inn frontknappene samtidig **B** og begynn å løfte GottaGo-rammen oppover. **Gjenta** denne bevegelsen med de bakre knappene. Aktiver sikkerhetslåsene igjen med kvart omdreining og skyv innover.



**Slipp knappen** mens du løfter. Dette gjør at bena vil falle ned til standard høyde **2**. Du vil høre et klikk. Gjenta for de to bakre bena.



### For å tilpasse handikaptaoletthøyde:

Med GottaGo-rammen satt opp, **hold** inne frontknappene **B** samtidig og forsiktig begynn å løfte GottaGo-rammen oppover. Dette vil tillate bena å falle ned til helt utstrakt høyde **3**. Du vil høre et klikk. Gjenta dette for bakbena.

Sørg for at hvert av bena er satt til et jevnt nivå som kan identifiseres gjennom de **grønne nummererte indikatorene**.


Sett sikkerhetslåsen tilbake til innkoblet posisjon med kvart omdreining og skyv innover.





### 11.3 Feste GottaGo-setet til rammen

Når rammen er satt opp etter instruksjonene **10:1** og **10:2**, kan du plassere GottaGo-setet i rammen. Jekkestropp **A** og **B** må først festes.

For å gjøre dette, **før** stroppen **B** gjennom jekken **A**. Du vet at den er riktig på plass når du hører et klikk når stroppen og **B** er dyttet gjennom jekk **A**.

Sett setet til siden mens du klargjør rammen. På den grå hovedrammen låser du opprammekoblingene **C** på hver side.







Fest GottaGo-setet til rammen ved å justere setekoblingene **D** over mottakssporet **E**. Sporet **E** har visuelle indikatorer som vil hjelpe deg å justere setekoblingene til rammen, symmetrisk. Skyv setekoblingene **D** inn i mottakssporet **E** og lås deretter setet til rammekoblingene **C** ved å trykke dem ned. Du vil høre et klikk som indikerer at de er låst.




## 11.4 Feste fotplaten

Fotplaten **A** kan festes ved å enkelt settes inn i en av fire utpekte posisjoner på rammen **B**. Et klikk høres når den settes inn.


Når du er fornøyd med høyden på fotplaten, kobler du inn kroklåsene.



Spor i  
fotplaten



Spor for innsetting  
av fotplaten




Fliser for å feste  
fotstroppene

## Sette inn kroklås


Sett inn kroklåsen **C** ved å skyve den inn i mottakeren **D** på baksiden av fotplaten. For å gjøre dette, sørg for at kroken er riktig vei opp, med kroken øverst **E**.

Når du har festet fotplaten i ønsket posisjon, kan fotplaten forbli på plass, selv når den er sammenfoldet.


Hvis høyden på fotplaten må justeres på et senere tidspunkt, fjern kroklåsen og fotplaten, og sett på igjen ved å følge trinnene ovenfor.



Kroklås




Feste kroklåsen  
i mottakeren



Sikres med  
bøyle øverst

## 11.5 Feste potten

Potten kan festes ved å skyve langs skinnene **A** til fronten av potten treffer sprutebeskyttelsen på setet.




## AVSNITT 12: Klinisk oppsett

### 12.1 Justere seteposisjon

Etter montering og innstilling av setet, bør du ha en idé om en passende sittestilling for barnet ditt. Den mest foretrukne posisjonen er å ha føttene bak eller under knærne.

Lås opp setekoblingene i rammen. For å gjøre dette, skyv siden av setet forsiktig mot rammen og løft deretter låsen.


Skyv setet langs sporet til ønsket posisjon og sørg for at setet er låst tilbake på plass.



**Ikke juster setet mens barnet sitter i det**

## 12.2 Feste sikkerhetsbeltet


Fest sikkerhetsbeltet ved hjelp av festepunktene på baksiden av setet. Velg et hakk som er komfortabelt, men sikkert for barnet, og hekt på festepunktet på begge sider.



## 12.3 Kontroller fotplatens høyde

Sørg for at fotplaten er i en høyde som muliggjør vektbæring langs hele lårets lengde. Å ha fotplaten for høy kan føre til overtrykk i bakenden, hvilket hindrer avslapning.


Juster lengden på fotstroppene for å gi et godt grep over toppen av begge føttene.




## 12.4 Justering av ryggvinkelen

Jekkestroppene kan justeres for å få barnet til å lene seg fremover og hjelpe dem med å hvile armene på armlenene eller bena for å gi naturlig støtte for bryst- og hodestøtte. Dette vil også bidra til å gi konturert side- og bakstøtte, og fremme avslapning av tarm- og bekkenbunnmuskulaturen.

Å lukke ryggvinkelen kan redusere høy muskeltonus. Jekkestroppene kan settes opp asymmetrisk om nødvendig.



\*Trekk opp i metall-delen for å stramme jekkestroppen.




\*Trykk ned den grønne knappen og trekk i jekkestroppen for å løsne.

## AVSNITT 13: Demontere GottaGo

### 13.1 Ta av potten

Hvis potten er brukt, skyv den forsiktig langs skinnene **A** vekk fra sprutebeskyttelsen.






Kast innholdet og vask grundig.



### 13.2 Ta av setet

Lås opp setekoblingene i rammen **A**. For å gjøre dette, skyv siden av setet forsiktig mot rammen og løft deretter låsen **B**.




Løsne jekkesroppene **C** ved å trykke på utløserknappen **D** og trekk jekkestroppen fri fra jekken. Fold sidene av setet innover, fold ryggstøtten oppå dem. Bruk setestroppen til å holde den på plass.



### 13.3 Ta av fotplaten

Hvis du tar av fotplaten, sørg for at låsekrokkene **A** er frigjort.



Trykk på tommelutløserhakene **B** på hver side av fotplaten og skyv ut av sporet.





Ikke trekk i ledningen for å fjerne låsekrokkene

### 13.4 Folde rammen

Frigjør sikkerhetslåsen **A** fra posisjon og trykk på knappen **B** på innsiden av bena for å gå tilbake til laveste høydeinnstilling, klar til å slås sammen.



Før du folder, sørg for at GottaGo står på gulvet, at bena er helt fra hverandre, og trykk deretter inn knappene på undersiden av rammen **C** løft opp og fold.



Fold de bakre bena under først som vist, etterfulgt av de fremre bena til du hører et klikk.






### 13.5 Pakke i sekken

Ta den sammenbrettede rammen **A** og skyv den inn i sekken ved å holde i rammehåndtaket.

Ta potte **B** og legg den i bunnen av sekken, den vil passe i mellomrommet mellom rammebena.

Skyv fotplaten **C** inn i mellomrommet bak rammen.

Ta det sammenlagte setet **D** og sett det inn i den ledige åpningen i sekken.



## AVSNITT 14: Teknisk informasjon

### Sete

	Størrelse 1	Størrelse 2
<b>Alder</b>	2-5 år	4-9 år
<b>Hoftebredde</b>	22.5 cm	27 cm
<b>Minimum Setedybde*</b>	22 cm	29 cm
<b>Ryggstøtte vinkel (fremover)</b>	8°	25°
<b>Lårvinkel (av horisontalt)</b>	40°	40°
<b>Rygghøyde</b>	24 cm	36 cm
<b>Vekt (sete og ramme)</b>	5.8 kg	6.1 kg

### Ramme

<b>Ramme sammenbrettet størrelse</b>	51 x 56 x 19 cm / 20 x 22 x 7.5in
<b>Ramme oppslått</b>	52 x 74.5 cm/ 20.5 x 29.3 in (at max height)
<b>Maks. brukervekt</b>	30 kg
<b>Høyde (laveste del av setet)</b>	1 – 30 cm/11.8 in 2 – 46 cm/18 in 3 – 53 cm/ 20.9 in

\*For størrelse for gutter anbefales det å velge større størrelse forutsatt at de oppfyller minimumsetedybdemål.

## Symboler

Symbol	Meaning
	Medisinsk utstyr
	Les bruksanvisningen
	CE merking
	Produsent
	Modellnummer
	Serenummer
 Max	Maks. brukervekt



FireflyFriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland

[fireflyfriends.com](http://fireflyfriends.com)

(+44) 28 9267 8879  
[hello@fireflyfriends.com](mailto:hello@fireflyfriends.com)



Distributor information can be found on the Firefly website  
at : [www.fireflyfriends.com/uk/distributor-information](http://www.fireflyfriends.com/uk/distributor-information)

Date of Preparation: June 2021



LS934-01