

Hercules Prime



Bruksanvisning – Hercules Prime rehabiliteringsbilstol

CE

A logo consisting of a stylized rainbow arch above the text 'Thomashilfen'.
Thomashilfen



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25




26



27



28




29



30



31



32



33



34



35




36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56

Kjære kunde,

Du har valgt vårt produkt, og vi vil gjerne takke deg for tilliten du har vist oss. For å sikre at håndteringen av ditt nye produkt er sikker, praktisk og komfortabel for deg og brukeren, ber vi deg lese denne bruksanvisningen først. Dette vil hjelpe deg med å unngå skader og betjeningsfeil. Sørg for at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med produktet og er tilgjengelig for alle brukere.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren din eller oss direkte.

**Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde / Tyskland

Telefon: +49 (0) 4761 8860

www.thomashilfen.de




Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer. Dette kan føre til avvik mellom ditt produkt og fremstillingen i media.

Innholdsfortegnelse

Illustrasjoner	3
Forord / Produsent	12
Etiketter / modellidentifikasjon	14
Generell informasjon/sikkerhetsanvisninger	16
Formål	18
– Tiltentkt bruk / bruksområder	18
– Indikasjon / pasientmålgruppe, tiltentkte brukere	18
– Risikoer ved bruk og kontraindikasjoner	18
Produktbeskrivelse	19
– Leveringsomfang/grunnleggende utstyr	19
– Igangsetting	19
– Bruk opplæring	20
Innstillingsalternativer / ytelsesfunksjoner	20
– Tilbehør	24
– Tekniske data	30
– Materialspesifikasjoner	30
Rengjøring, vedlikehold og reparasjon	31


– Rengjøring, pleieinstruksjoner og desinfeksjon i hverdagen	31
– Vedlikehold og inspeksjon av faghandelen / vedlikeholdsplan	32
– Reservedeler	33
– Lagring / avhending	33
EU-samsvarserklæring	33
Garanti	33
Brukstid/levetid	34
Gjenbruk	34
Næringsdrivende	34

Etiketter / Modellidentifikasjon

Klistremerke	Betydning
	<p>Strekkodeetikett</p> <p>Plassering på produktet (fig. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsent - Produktnavn - Artikkelnnummer - MD = medisinsk utstyr - Produksjonsdato - Serienummer
	<p>Navneskilt</p> <p>Plassering på produktet (fig. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsent - Produktnavn - Maks. brukervekt - CE-merking - Følg bruksanvisningen
	<p>Etikett for kollisjonstest</p> <p>Plassering på produktet (fig. 2)</p> <p>Informasjon: Produktet har et styrkesertifikat i samsvar med ECE R 44/04.</p>

Hercules Prime

Gurtführung / Belt guide



Belteveiledning

Posisjon på produktet (Fig. 3)

Henvisning til belteføringen:

- Skulderstropper (ryggplate på toppen)
- Hoftebelter (ryggplate ned)
- Skrittstropp (seteplate)

Merknader

Generelle merknader

- Dette "festesystemet for spesielle behov" er utformet for å gi ekstra støtte til barn, unge og voksne som ikke kan sitte ordentlig i vanlige seter. For å være sikker på at dette festesystemet er egnet, bør legen alltid konsulteres.
- Les bruksanvisningen nøye før første gangs bruk, eller få den lest opp hvis du har problemer med å lese. Hvis bruksanvisningen mangler, kan du laste den ned fra www.thomashilfen.de. Innholdet i den digitale bruksanvisningen kan forstørres.
- Kontroller emballasjen for transportskader og om produktet er i perfekt stand.
- Endringer av produktet er kun tillatt innenfor rammen av de tiltenkte justeringsmulighetene.
- Rengjøring og Pfløge i hverdagen kan gjøres av pårørende og omsorgspersoner. Vedlikehold og inspeksjon utføres av faghandelen.
- Alle skruene på produktet må varmes opp før de fjernes, da de er sikret med et gjengeklebemiddel. Ved remontering må alle skruer sikres igjen med gjengeklebemiddel.
- I noen land er det nødvendig å ha med legeattest.
- Rehabiliteringsbilstolen kan brukes på et av baksetene og passasjeretsetet. Det valgte bilsetet MÅ være forovervendt.
- Bruk bare setet vendt forover og i oppreist stilling.
- Plasser setet i kjøretøyet slik at det ikke kan komme i klem i en dør eller andre bevegelige bilseter.
- Dette setet er ikke egnet for bruk hjemme, i båter eller andre ikke-sertifiserte bruksområder.
- All merking må forbli på produktet og må ikke tukles med.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Kontroller minst hver 3. måned om produktets innstillinger fortsatt passer til brukerens aktuelle kroppsmål. Om nødvendig, få innstillingene justert av en forhandler/ortopeditekniker.
- Kontroller funksjonaliteten til justeringsmulighetene på produktet regelmessig (ukentlig).
- Når du justerer og bretter produktet, må du være oppmerksom på faren for klemming i området med bevegelige deler.
- Løft kun produktet ved hjelp av fast sveisede eller skrudde komponenter.
- Bruk aldri setets stropper til å løfte eller bære setet.
- Før hver bruk må du kontrollere at alle muttere, bolter og skruer er godt festet.

- Ikke overbelast produktet og overhold den maksimale brukervekten eller den maksimale lastekapasiteten (se tekniske data).
- La aldri brukere være uten tilsyn med produktet.
- Produktet kan bare brukes av én bruker om gangen. Ingen andre personer kan plasseres i eller på produktet.
- Alle brukere må instrueres i produktets funksjoner. På denne måten kan brukeren raskt frigjøres fra produktet i en nødsituasjon.
- Brukeren skal alltid plasseres med 5-punkts posisjoningssele (basisutstyr). Setet og brukeren må alltid sikres med kjøretøyets 3-punkts sikkerhetsbelte.
- Juster stroppene på setet slik at de sitter tett inntil brukeren, men ikke klemmer. Pass på at stroppene ikke henger eller vrir seg.
- Kontroller at setet er forsvarlig festet før hver kjøretur.
- Selv når setet ikke er i bruk, må det være forsvarlig sikret med bilens 3-punkts sikkerhetsbelte. I tilfelle en ulykke kan et usikret sete føre til alvorlige skader på passasjerene i kjøretøyet.
- Sterkt sollys og varme kan forårsake høye overflatetemperaturer på produktet. Det er da fare for personskader ved berøring av produktet. Ikke bruk produktet igjen før det er tilstrekkelig avkjølt. Beskytt produktet mot direkte sollys generelt.
- Følg sikkerhetsstandardene som gjelder for ditt kjøretøy i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre brukerens sikkerhet.
- Bruksanvisningen må forbli på produktet.
- Hvis det mot formodning skulle oppstå en alvorlig hendelse med produktet, vennligst rapporter det umiddelbart til vårt selskap og ansvarlige myndigheter.

Formål

Tiltenkt bruk / Bruksområder

Hercules Prime rehabiliteringsbilstol er et medisinsk utstyr i klasse 1.

Det er konstruert for transport av funksjonshemmede personer og for å opprettholde en sikker sittestilling for brukeren med en kroppsvekt på opptil 80 kg i mo-torkjøretøyer. Setet er alltid sikret med kjøretøyets eget 3-punkts sikkerhetsbelte. 5-punktsbeltet på rehab-bilsetet brukes til å posisjonere og støtte en oppreist sittestilling for brukeren.

Rehab-bilsetet gir ekstra støtte for sikker sitteposisjon, stabilisering av hodekontroll og stabil sitteposisjon i bekkenområdet. Setet kan tilpasses brukerens vekst eller kroppsbygning ved å justere ryghøyden og/eller skulderbredden. Produktet tilbyr også et bredt utvalg av tilbehør for individuell tilpasning. Ytterligere tilbehør som kreves for thoraxstøtte kan produseres av autorisert fagpersonell og festes til de tilgjengelige monteringsalternativene på baksiden av setet.

All annen bruk eller bruk utover dette anses som upassende.

Indikasjon / pasientmålgruppe, tiltenkt Brukere

Rehabiliteringsbilstolen brukes til barn, ungdom og voksne med strukturelle og/eller funksjonelle begrensninger eller feilstillinger i hode- og overkroppsområdet. Det brukes også til personer som er mentalt eller nevrologisk svekket eller har nedsatt persepsjon, for eksempel demenspasienter. Den sikrer en stabil og fysiologisk posisjonering hvis et standard barnesete er for lite eller uegnet, eller hvis kjøretøyets eget sikkerhetsbelte ikke er tilstrekkelig for en oppreist sittestilling i kjøretøyet.

Risikoer ved bruk og kontraindikasjoner

Ved riktig bruk kan risiko utelukkes under påføring. Kontraindikasjoner er ikke kjent.

Produktbeskrivelse

Leveringsomfang

Produktet leveres ferdig montert i grunnkonfigurasjonen. Eventuelt tilbehør følger med produktet og må monteres i etterkant. Bruksanvisning følger med produktet.

For å oppbevare bruksanvisningen er det en plastpose på baksiden av produktet. (Fig. 2) Bruksanvisningen må alltid oppbevares sammen med produktet.

Grunnleggende utstyr

Sete med integrert setedybdejustering; rygg med integrert høydejustering; trinnløs justering av ryggvinkel med hurtigutløser; pustende polstring med flammehemmende trekk; nakkestøttepolstring, ryggpolstring, bekkenpolstring, setepolstring, belteskjoldpolstring; 5-punkts belte inkludert skulderpute; belteføring for 3-punkts bilbelte (kan brukes på høyre eller venstre side); festeanordninger for alt tilbehør; avtakbare trekk.

Igangsetting

- Fjern transportlåsene og emballasjen forsiktig.
- Sørg for at emballasjemateriale og små deler ikke kan komme i hendene på barn for å unngå svelging eller kvelningsfare.
- Produktet leveres brettet. Vær oppmerksom på instruksjonene for folding under punktet Justeringsalternativer.
- Minste rygghøyde er innstilt når produktet leveres. Kontroller at rygghøyden og ryggputen er riktig tilpasset brukeren før bruk.

Installasjon i kjøretøyet

Hercules Prime plasseres i ønsket posisjon på bilsetet. Ryggstøtten på Hercules Prime justeres trinnløst til ryggvinkelen på bilsetet. 3-punkts sikkerhetsbeltet føres først gjennom den øvre røde belteføringen (fig. 4), deretter gjennom belteføringene i bekkenområdet.

(Fig. 5+6). I bekkenområdet skal begge belteføringene brukes. Lås deretter beltet med beltetungen i beltespennet (fig. 7) og kontroller at beltet ikke er vridd.

Tips: Monteringen i kjøretøyet er enklere hvis du først folder ut Hercules Prime på bilsetet.

Detaljerte bruksanvisninger finnes også i form av videoer på Internett:
www.thomashilfen.de/hercules-prime-montage



Brukeropplæring

Brukeren instrueres i bruken av dette hjelpemiddelet av autorisert fagpersonell med henvisning til denne bruksanvisningen.

Den tekniske rådgiveren bør installere setet i kjøretøyet sammen med brukeren og justere setet til de respektive dimensjonene til den aktuelle brukeren.

Det må sikres at brukeren har fått opplæring i alle produktets funksjoner samt montering og demontering fra kjøretøyet.

Innstillingsalternativer / Ytelsesfunksjoner

Rynker

Hercules Prime kan foldes sammen for enkel, plassbesparende transport.

Fold ut

Løsne de røde eksenterhendlene på begge sider av setet for å folde ut setet. (Fig. 8)
Fest deretter setet i ønsket posisjon. Fest de vedlagte bekkenputene. Plasser bekkenputene over sidestyrene med den polstrede siden vendt innover. Bekkenputen festes til metallplaten på utsiden og innsiden med borrelås. (Fig. 9)

Brett

Fjern først de to bekkenputene på venstre og høyre side. Dette forhindrer at pute-
ne blir klemt. Slipp deretter de røde eksenterhendlene på begge sider av setet for å
klappe setet sammen. Fest deretter setet i sammenfoldet posisjon.

Justering av rygg høyde

Løsne ryggpolstringen nederst på ryggpanelene og trekk polstringsenden fremover
mot seteflaten. Løsne skulderstroppene og fjern ryggputen (Fig. 25 B). (Fig. 10)

Bruk en unbrakonøkkel og en fastnøkkel til å løsne de fire skruene så mye at
bakplaten kan beveges. (Fig. 11)

Forsikre deg om at beltet er riktig ført under kjøring. Den røde belteføringen med
bilens 3-punkts sikkerhetsbelte må alltid være over brukerens skuldre. (Fig. 12)

Stram de fire skruene igjen og fest skulderstroppene og ryggputen (Fig. 25 B) på
baksiden av ryggplatene.

Justering av ryggvinkel

Bruk de røde eksenterhendlene på begge sider av Hercules Prime-setet til å justere
seteryggen til kjøretøyets ryggstøtte. (Fig. 8) Forsikre deg om at posisjoneringsetet er i
full kontakt med kjøretøyets sete.

Topp belteføring

Endre sider

Avhengig av plasseringen av Hercules Prime-setet i kjøretøyet, kan den øvre røde
belteføringen være nødvendig på den andre siden av setet.

Skru først av den svarte braketten fra bakplaten (fig. 13). Monter braketten på den
andre siden av bakplaten.

Løsne nå den røde belteføringen på den svarte braketten og korriger posisjonen til den
røde belteføringen for å sikre optimal belteføring i kjøretøyet. (Fig. 14)

Justering av setedybde

Plasser setet utenfor kjøretøyet på ryggplaten for å få tilgang til setet nedenfra. Løsne seteputen fra seteplaten for å få tilgang til mutterne på setet. Bruk en unbrakonøkkel til å løsne justeringsskruene for setedybden under setet. (Fig. 15) Lås mutterne over seteplaten med en fastnøkkel. (Fig. 16) Flytt den øvre seteplaten til ønsket dybde. Trekk deretter til alle skruene igjen og fest seteputen på borrelåsen på seteplaten.

Innstilling av skrittstropp

Tips: Endre innstillingen utenfor kjøretøyet for å ha nok plass.

Skrittstroppen kan brukes i to posisjoner på seteplaten. Løsne beltespennen og fjern belteskjoldputen og seteputen fra seteplaten. (Fig. 17) Det er best å plassere Hercules Prime-setet på ryggplaten og løsne skrueforbindelsen for setedybden. De to skruene kan nås nedenfra. (Fig. 15) Mutrene befinner seg på setedybdeplaten. (Fig. 16) Trekk setedybdeplaten så langt ut som mulig. Nå kan du justere skrittstroppens posisjon. Pass på at den er skrudd inn riktig, se illustrasjonen på setedybdeplaten.

Plassering av skrittstropp for små brukere (Fig. 18) Plassering av skrittstropp for store brukere (Fig. 19)

Still nå inn ønsket setedybde igjen og trekk til de to skruene igjen. Tre selespennen gjennom seteputen og selespenneputen. Tre til slutt den nedre enden av seleskjoldputen gjennom seteputen på samme måte som skrittstroppen.

5-punkts posisjoneringsbelte

Merk: 5-punkts posisjoneringsselen brukes til å posisjonere brukeren i setet og beskytter ham/henne ikke i tilfelle en ulykke. 3-punkts sikkerhetsbeltet i bilen må alltid brukes for å sikre brukeren i setet.

Juster høyden på skulderstroppene

Løsne skulderstroppene bak ryggpolstringen. (Fig. 20) Før dem deretter gjennom stroppløringene i ryggplaten i en høyde som passer for brukeren. (Fig. 21) Forsikre deg om at stroppene er riktig tredd inn i ryggplaten; en illustrasjon for dette finner du direkte på ryggplaten. (Fig. 3)

Merk at skulderstroppene må være over brukerens skulder. De øvre skulderstroppene må justeres slik at stroppene ikke hviler på brukerens kragebein. (Fare for personskade)

Endring av stropplengde (skulderstrop)er)

Trekk i de løse stroppene for å forkorte og stramme stroppene. For å forlenge stroppene trykker du på utløserknappen på stropstraffer og trekker deretter stroppen til ønsket lengde. (Fig. 22) Ved å endre justeringsområdet på stropstraffer kan du justere stroppen slik at den passer brukeren enda bedre.

Endring av beltelengde (hoftebelte)

Hvis justeringen på beltestroppene ikke er tilstrekkelig, kan du også justere bekkenbeltet i det nedre området av ryggplaten. For å gjøre dette løsner du gjengebeltet og justerer det til ønsket lengde. Pass på at enden av beltet stikker minst 5 cm ut fra sporet i ryggplaten. (Fig. 23)

Beltespenne

Trykk på den røde fordypningen i spennen for å olje den. Separer deretter de to øvre belteholderne. For å lukke beltet, sett belteholderne enkeltvis inn i spennen og trykk dem sammen til de går i inngrep med et hørbart "klikk".

Hodepute

Hodeputen holdes på plass av fire borrelåsband. Disse føres gjennom sporet i ryggpolstringen og festes på baksiden av ryggpolstringen. (Fig. 24)

Putesett og stropper

Ryggpute

Putesettet "rygg" består av 4 deler. (Fig. 25)

A = hodepute

B = ryggpute

C = 2x sidedeksel

Setepute

Putesettet "sete" består av 4 deler. (Fig. 26)

D = sittepute

E = 2x bekkenpute

F = Bilbeltebeskyttelsespute

Strapping

Stropesett (Fig. 27)

G = 5-punkts posisjoneringsbelte

H = 2x skulderstropp pads

Tilbehør

Merk: Tilbehøret monteres/demonteres ved hjelp av kommersielt tilgjengelig verktøy.

- Unbrakonøkkel størrelse 3 / størrelse 4 / størrelse 5
- Snutebolle størrelse 8 / størrelse 10 / størrelse 13
- Skruelåsemateriale (Loctite®)
- Hårføner

Detaljerte monteringsanvisninger finnes også i videoer på Internett:

www.thomashilfen.de/hercules-prime-montage



Rotasjonsfunksjon

Dreifunksjonen gjør det mulig for pleieren å dreie det avspente setet til høyre eller venstre mot bildøren for å gjøre det lettere å komme inn og ut av kjøretøyet.

For å snu Hercules Prime trekker du i den røde trekklåsen (fig. 28) og dreier setet mot den åpne bildøren. Når du snur tilbake, må du forsikre deg om at trekksperren går i inngrep med et hørbart "klikk".

Det er mulig å endre rotasjonsretningen (til høyre eller venstre). Rotasjonsretningen (til venstre eller høyre) kan velges ved bestilling. Ved ettermontering av dreifunksjonen leveres monteringsmaterialet i seks monteringssett (D, E, F, G, H, I). (Fig. 29) Den nødvendige monteringen må utføres av en instruert og kvalifisert person!

Forsiktig: Hvis kjøretøyets sete ikke har en rett overflate for posisjoneringssetet, anbefales tilbehøret "pute for funksjonsplate" på det sterkeste. Seteflaten på Hercules Prime må være så flat som mulig, spesielt ved bruk av svingfunksjonen.

Pute for funksjonell plate

Plasser puten for funksjonsplater under Hercules Prime-setet på kjøretøyets sete. (Fig. 30) Den brukes til å kompensere for formen på bilsetet. På noen bilsetemodeller er det lite direkte overflate for Hercules Prime, noe som kan føre til skader på bilsetet, spesielt ved svinging. For å minimere denne risikoen kompenserer puten for setets form.

Forsiktig: Bruken av puten kan øke den totale høyden på Hercules Prime. Kontroller før kjøring om det fortsatt er tilstrekkelig plass til biltaket. Det anbefales en avstand på ca. 20 cm mellom den øvre kanten av posisjoneringssetet og biltaket.

Vippefunksjon

Vippefunksjonen gjør det mulig å vippe Hercules Prime bakover i trinn på 2,5°. For å justere ønsket helling løsner du de to skruene i hullradene til høyre. Endre helningen og fest helningsplaten med skruene igjen. (Fig. 31)

Vippefunksjonen er tilgjengelig i to versjoner: 0° til 10° og 10° til 20°.

Ved ettermontering av vippefunksjonen følger det med tre monteringssett (A, B, C). (Fig. 32) Den nødvendige monteringen må utføres av en instruert og kvalifisert person!

- "Monteringssett A" er nødvendig hvis setet tidligere var utstyrt UTEN dreiefunksjon.
- "Monteringssett B" er nødvendig hvis setet tidligere var utstyrt MED dreiefunksjon.
- "Monteringssett C" er ALLTID påkrevd.

Du kan legge monteringssettet du ikke trenger ("A" eller "B") til side.

Nakkestøtte

Monteringstips: For å montere nakkestøtten holder du åpningen i ryggpolstringen (A) åpen med et avstandsstykke. (Fig. 33)

Ved montering av nakkestøtten må gjengestangen være nederst. Stikk gjengestangen gjennom møbeltrekket og skru nakkestøtten fast på den bakre ryggplaten. (Fig. 34)

For å justere nakkestøtten løsner du skruen som holder nakkestøtten. Juster deretter høyden på hodestøtten til brukeren og stram den til igjen. Pass på at brukers bakhode er sentrert i nakkestøtten.

Nakkestøtten er festet til et kuleledd. Finjustering av nakkestøtten er mulig ved å løsne skruene under polstringen. Nakkestøtten må fjernes for dette.

Skulderveiledning

Skulderføringen gir ytterligere støtte på begge sider i skulderområdet på overkroppen. Et monteringsspor er tilgjengelig i ryggplaten på hver side. Løsne ryggpolstringen øverst for å få tilgang. (Fig. 35)

Monter skulderføringene på hver side bakfra på bakplaten med to skruer hver. (Fig. 36) For å justere skulderbredden individuelt, flytter du skulderføringene til ønsket posisjon. Trekk nå til de to skruene og fest ryggpolstringen.

Thorax pelotte pads, stive / swing-away

For montering av thoraxpelotteputene er det 2 spor i bakplaten på hver side. Disse sporene dekkes av sidedekslene. (Fig. 37)

Skiv thoraxputene gjennom sporet på sidedekselet på bakplaten for å montere thoraxputen i det indre sporet. (Fig. 38)

Hvis du vil bruke det ytre sporet, fjerner du sidedekselet og monterer thoraxputen direkte på bakplaten. (Fig. 39)

Fest deretter sidedekselet tilbake på bakplaten og over holderen til thoraxputen.

Oppmerksomhet: Thorax pelotte pads og overkropp guider kan ikke brukes samtidig!

Overkroppsstyring stiv / svingbar

Det er 2 spor i bakplaten på hver side for montering av overkroppsføringen. Disse sporene er dekket av sidedekselet. (Fig. 37)

Skyv overkroppsføringen gjennom sporet i sidedekselet på bakplaten slik at overkroppsføringen passer i det indre sporet. (Fig. 40)

Hvis du vil bruke det ytre sporet, fjerner du sidedekselet og monterer overkroppsføringen direkte på bakplaten (Fig. 41).

Sett deretter sidedekselet tilbake på bakplaten og over holderen til overkroppsføringen.

Bortføringsblokk

Holderen for abduksjonsblokken er plassert på toppen av setedybdeplaten og skrudd inn nedenfra. (Fig. 42)

Abduksjonsblokken føres inn i holderen med firkantrøret og låses i ønsket høyde med vippekruen. (Fig. 43)

Veiledning om etapper

Benstyrene skrues fast til venstre og høyre nedenfra i borehullene på setedybdeplaten (2 skrues hver). (Fig. 44)

De styrer lårene og gir brukeren mer støtte i lårområdet.

Fotstøtte, sammenleggbar

Fotstøtten skyves forfra inn i holderen under seteplaten. (Fig. 45) Tilpass fotstøttens dybde til setet i kjøretøyet. Skru fast fotstøtten på sidene under seteplaten med de vedlagte 2 gjengestiftene (1 på hver side). (Fig. 46)

De røde eksenterhendlene på begge sider kan brukes til å stille inn ønsket vinkel. Pass på at eksenterhendlene peker nedover etter justeringen. (Fig. 47)

Velg høyden på den nedre tverrforbindelsen slik at den støtter Hercules Prime-setet sikkert i fotbrønneren på kjøretøyet. Høyden kan justeres ved hjelp av sideskruene. (Fig. 48) Forsikre deg om at de to unbrakoskruene er til stede på fotstøtten.

Hvis fotstøtten ikke er i riktig høyde for brukeren, løsner du stillskruene på begge sider av fotstøtten. Juster til riktig høyde for brukeren og stram til skruene igjen. (Fig. 49)

Den sammenfoldede fotplaten holdes på plass av en magnet. Dette gjør det lettere å komme inn og ut av setet. (Fig. 50)

Støttefot

Støttefoten skyves forfra inn i beholderen under seteplaten.

(Fig. 45) Juster dybden på støttefoten til setet i kjøretøyet. Skru støttefoten fast på sidene under seteplaten ved hjelp av de 2 medfølgende gjengestiftene (1 på hver side). (Fig. 46)

De røde eksenterhendlene på begge sider kan brukes til å stille inn ønsket vinkel. Pass på at eksenterhendlene peker nedover etter justeringen. (Fig. 47)

Velg høyden på den nedre tverrforbindelsen slik at den støtter Hercules Prime-setet sikkert i fotbrønneren på kjøretøyet. Høyden kan justeres ved hjelp av sideskruene. (Fig. 48)

Beltekontakt

Løsne først ryggputehetten fra ryggplatene for å få fri tilgang til det gjengede skulderbeltet. For å sette inn beltekoblingen, løsne skulderbeltene fra ryggplaten og fjern skulderbelteputen (Fig. 27 H).

Nå kan beltekoblingen tres på beltet til 5-punkts posisjoneringsbeltet. (Fig. 51) Skulderbelteputen plasseres igjen på beltet over beltekoblingen. Deretter tres belteenden av 5-punkts posisjoneringsbeltet tilbake i ryggplaten. Pass på at beltet ikke er vridd og tredd på ryggplaten som vist på bildet (Fig. 3).

Tips: Monter først beltekoblingen helt på den ene siden før du løsner den andre siden.

Andre belteføring, øverst

En ekstra øvre belteføring (fig. 52) kan monteres for fleksibel bruk på forskjellige bilseter. Bilens 3-punkts sikkerhetsbelte kan brukes på høyre eller venstre side av bilsetet uten å måtte bytte den øvre belteføringen først. For mer informasjon om montering, se "Monteringsalternativer - øvre belteføring".

Adapter for setefeste

Merk: Forutsetningen for bruk av Seatfix-adapteren er et eksisterende ISOFIX-utstyr i kjøretøyet. Dette må kontrolleres før kjøpet!

Seatfix-adapteren skyves bakfra inn i holderen under seteplaten. (Fig. 53) Skru de vedlagte 4 gjengestiftene (2 på hver side) løst inn i holderen slik at Seatfix-adapteren fortsatt kan bevegese. (Fig. 54)

Bestem den nødvendige posisjonen til Seatfix-adapteren: For å gjøre dette, plasser setet i kjøretøyet og sett Seatfix-kontaktene (med gul utløser) inn i Isofix-forankringene i kjøretøyet. Kontroller at kontaktene er godt festet ved å trekke i dem. Ryggstøtten til Hercules Prime må ha så mye kontakt som mulig med kjøretøyets ryggstøtte. Merk den ønskede posisjonen ved krysset mellom Seatfix-adapteren og beholderen under seteplaten.

Løse nå Seatfix-kontaktene og fjern Hercules Prime fra kjøretøyet igjen. Fest Seatfix-adapteren i den markerte posisjonen med de fire gjengetappene.

Stabiliserende brakett

Stabiliseringsstangen skyves bakfra inn i holderen under seteplaten. (Fig. 53) Skru de vedlagte 4 gjengestiftene (2 på hver side) løst inn i holderen slik at stabiliseringsstangen fortsatt kan bevegese. (Fig. 54)

Bestem den nødvendige posisjonen til stabiliseringsstangen: For å gjøre dette, plasser setet i kjøretøyet og før stabiliseringsstangen mellom seteflaten og ryggstøtten på kjøretøyets sete. Ryggstøtten til Hercules Prime må ha så mye kontakt som mulig med ryggstøtten i kjøretøyet. Merk den ønskede posisjonen ved krysset mellom stabiliseringsstangen og beholderen under seteplaten.

Ta Hercules Prime ut av kjøretøyet igjen og fest stabiliseringsstangen på det markerte punktet.

Avhengig av kjøretøyets sete kan stabiliseringsstangen også brukes opp ned. For å gjøre dette, monter braketten med bøyen enten oppover eller nedover. (Fig. 55)

Setetrekke for inkontinens

Inkontinenssetetrekket plasseres på seteputen (Fig. 56), og deretter festes de små krokstroppene på baksiden av ryggputen. Den lange stroppen føres rundt ryggstøtten og festes i plastspennen. Seteputen skyves nå fremover og festes under seteputen med den fremre krokstroppen.

Det er mulig å sette inn andre kommersielt tilgjengelige absorberende puter i inkontinensseteputen for å øke absorpsjonskapasiteten ved behov.

Tekniske data

Hercules Prime

Setedybde	40 - 46 cm
Sete bredde	38 cm
Rygg høyde (sete innvendig)	63 - 76 cm
Ryggbredde (sete)	45 cm
Skulderhøyde (belteføring)	38 - 60 cm
Skulderbredde med skulderstyring	42 - 51 cm
Ryggvinkel (maks.)	120°
Setehelling (grunnmodell)	0°
Setehelling (med vippeplate 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Setehelling (med vippeplate 20°)	10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Benlengde (med fotstøtte)	17 - 43 cm
Høyde på thorax pelotte pads (øvre kant)	26 - 36 cm
Avstand thorax pelotte pads (maks.)	35 cm
Maks. totale dimensjoner (B x H x D)	52 x 88 x 43 cm
min. Sammenleggbare dimensjoner (B x H x D)	52 x 21 x 73 cm
Vekt på setet (grunnmodell)	12,3 kg
Vekt på setet (grunnmodell)	12,3 kg
Brukerens høyde	130 - 180 cm
Maks. brukervekt	80 kg

Materialspesifikasjoner

Møbeltrekk: Polyester - Trevira CS

Polstringsmaterialet som brukes er "flammehemmende", testet i henhold til DIN EN 1021-1 og DIN EN 1021-2.

Graden av motstand mot antennelse av materialer og sammenstillinger er testet i samsvar med standarder og funnet å være sikker.


100 % Trevira CS Stoff er et pustende stoff av høy kvalitet og har blitt testet positivt for biokompatibilitet. (DIN EN ISO 10993-5 og 10993-10 Trevira CS Svart)

Rengjøring, vedlikehold og reparasjon Rengjøring,

pleie og desinfisering i hverdagen

Polstringer

Putene er enkle å fjerne med noen få håndgrep og kan kjøpes separat. vaskes. De består av et stofftrekk og skumstoffinnlegg om nødvendig. Kontroller om puten har glidelås eller borrelås. I så fall åpner du puten og tar eventuelt ut skuminnsetsen før vask. Vær også oppmerksom på følgende pleieanvisninger.



Vi ønsker å påpeke at selv Stoffe av høy kvalitet kan falme på grunn av langvarig og intensiv eksponering for sollys eller hyppig vasking.

Ved bytte av bruker tilbys et "putesett for gjenbruk" av produsenten.

Borrelåsfester

For å opprettholde borrelåsens funksjonalitet bør du børste borrelåsene med en børste fra tid til annen. Borrelåstroppene skal alltid lukkes eller tildekkes ved vask.

Kunststoffdeler

Produktets plastdeler kan rengjøres og desinfiseres med nøytral såpe.

Metalldeler

Metalldeler på produktet kan rengjøres og desinfiseres med kommersielt tilgjengelige såper (nøytral såpe).

Desinfeksjon

Rengjør polstring, plastdeler og metalldeler før desinfisering.

Tørk av alle plast- og metalldeler av produktet med et fuktig desinfeksjonsmiddel. Bare vannbaserte midler skal brukes. Følg bruksanvisningen fra den aktuelle produsenten ved desinfisering.

Putene og dekslene må desinfiseres før hver gjenbruk. For å gjøre dette, bruk egnede vaskemidler som spesifisert av VAH (Association for Applied Hygiene e.V.) eller bruk et "padsett for gjenbruk" som tilbys av produsenten.

Vedlikehold og inspeksjon av faghandelen

Forberedelse

Bruksanvisningen skal følge med produktet. Hvis det ikke finnes noen, må du be produsenten om å få dem. Gjør deg kjent med produktets funksjoner. Hvis du ikke er kjent med produktet, må du lese bruksanvisningen før du tester. Rengjør produktet før du starter testen. Følg bruksanvisningen og de produktspesifikke testanvisningene

i bruksanvisningen. Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med din opplærte fagrådgiver eller direkte med Thomashilfen.

Service og reparasjoner på produktet må kun utføres av kvalifisert personell. Brukeren av dette produktet må sørge for at de foreskrevne inspeksjonene/vedlikeholdet utføres regelmessig og i god tid. Hvis det oppdages skader, må brukeren aktivt informere og få skaden reparert umiddelbart av kvalifisert personell.

Vedlikeholdsplan - årlig inspeksjon

	Område	Funksjon	Skade	Erstatte
1	Sitteenhet	👁 / ↻	👁 / ↻	
2	Vinkeljusteringer	👁 / ↻	👁 / ↻	
3	Pute		👁	↻
4	Belter	👁 / ↻	👁 / ↻	
5	Kunststoffdeler	👁 / ↻	👁 / ↻	
6	Bolter og muttere	👁 / ↻	👁 / ↻	
7	Etiketter		👁 / ↻	
Tilbehør				
8	Pute		👁	↻
9	Justeringsmuligheter	👁 / ↻	👁 / ↻	
10	Kunststoffdeler	👁 / ↻	👁 / ↻	
11	Metalldeler	👁 / ↻	👁 / ↻	
12	Bolter og muttere	👁 / ↻	👁 / ↻	
			le:	
👁 = inspeksjon ↻ = gjenbruk ✓ = inspeksjon utført				

Reservedeler

Bare originale reservedeler kan brukes til reparasjoner. Du finner en liste over reservedeler på Internett på www.thomashilfen.de. For å få de riktige reservedelene eller for eventuelle tekniske tilbakekallinger, trenger vi alltid serienummeret / UDI-PI og den nøyaktige UDI-DI.

Demontering / montering av reservedeler må kun utføres av kvalifisert personell! Hvis retur er nødvendig, må du sørge for at produktet er pakket sikkert for transport.

Lagring

Oppbevar produktet på et trygt sted når det ikke er i bruk. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet under lagring. Beskytt produktet mot værforhold som regn, sterkt sollys og frost. Hvis produktet er vått, tørk av metall- og plastdeler og tørk elektrodene før du oppbevarer produktet.

Avhending

Hvis produktet ikke lenger kan brukes på grunn av sin tilstand eller har nådd slutten av sin levetid, kan det resirkuleres hos det lokalt ansvarlige avfallshåndteringsfirmaet. Følg de lokalt gjeldende forskriftene for resirkulering og avhending.

EU-Samsvarserklæring

Vi erklærer herved på eget ansvar at dette produktet, eventuelle varianter og tilbehør er i samsvar med de grunnleggende forskriftene. En gjeldende EU-samsvarserklæringen kan lastes ned fra Internett på www.thomashilfen.de eller bestilles direkte fra oss.

Garanti

Thomashilfen tilbyr deg to års juridisk garanti for dette produktet. Perioden begynner på tidspunktet for levering av varene. Garantien dekker alle krav som svekker funksjonen. Skader forårsaket av feil bruk (f.eks. overbelastning) og naturlig slitasje er ekskludert.

Brukstid

Produktet har en levetid på opptil 6 år med riktig og regelmessig vedlikehold basert på produsentens instruksjoner. Produktet kan brukes utover denne perioden hvis det er i sikker og teknisk feilfri stand. Perioder med lagring hos en spesialforhandler er ekskludert fra bruksperioden.

Den teoretiske levetiden er ikke en garantert levetid. Den avhenger av bruksintensiteten og må alltid undersøkes fra sak til sak av faghandelen.

Levetiden refererer ikke til slitedeler som polstring, deksler osv.

Levetid

Produktet har en levetid på 8 år eller 2 gjenbruk (3 bruksområder) hvis betingelsene som er angitt i levetiden er oppfylt. Levetiden består av levetiden og lagringstiden mellom gjenbruk.

Gjenbruk

Produktet er egnet for gjenbruk. Før produktet gis videre til neste bruker, må det alltid rengjøres og desinfiseres nøye. Tilstanden må kontrolleres for slitasje og skader av opplært fagpersonell. Reklamasjoner må utbedres for å sikre fortsatt sikker bruk av produktet. Bruksanvisningen er en del av produktet og må gis videre til den nye brukeren.

Forhandlere



Hjelpemiddelspesialisten as

Rosenholmveien 22

1252 Oslo

Phone: +47-40626847

jorgen@hm-spes.no

www.hm-spes.no



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de