

Juli 2020

# SIMPLY LIGHT UNDERSTELL



- Optimalisert rammekonstruksjon i aluminium
- Høyde- og vinkeljustering av skyvehåndtakene

## Simply Light understell

Simply Light er en videreutvikling av vårt velutprøvde Simply understell



Obdusert ramme som muliggjør en spredning av bena i sittestilling. Simply Light brukes til montering av ulike seteenheter, f.eks. Magiclight, Magicline eller formstøpt seteenhet.

### Lett konstruksjon som er enkel å betjene

Simply Light er karakterisert ved sin optimaliserte rammekonstruksjon i aluminium. Dessuten gjør høyde- og vinkeljustering av skyvehåndtakene det mulig å tilpasse systemet optimalt til ledsagers størrelse. Andre funksjoner som tilt eller bremsevirkningen, til de to uavhengige trommelbremsene, justeres direkte fra kjørebøylen. De ulike seteenheterne fra Hjelpemiddelspesialisten AS kan monteres raskt ved hjelp av et trapesadapter. Simply Light er konstruert slik at den aktuelle seteenheten kan justeres i inntil 30° vinkel med en gassfjær. Samtidig kan dybden justeres. Simply Light basismodellene kan etter valg utstyres med 12", 16", 22" og 24" drivhjul.

### Testet og godkjent sikkerhet

Produktkombinasjonene Simply Light® understell med setesystemene MAGICLIGHT® og MAGICLINE® i forbindelse med transportfeste Kraftknoten® er testet og godkjent ihht. ISO 7176-19 og ISO 10542-2.

### Basisutstyr

- Abduksjonsramme
- Dybdejusterbar festeplate
- Vinkeljustering av sete vha. gassfjær 400 N
- Trinnløs ryggvinkeljustering/vinkeljustering av sete inntil maks. 30°
- Høyde- og vinkeljusterbar kjørebøyle
- Trommelbremshjul, alternativt 12", 16", 22" eller 24" med hurtigkoblingsaksel
- Ryggvinkeljustering ved hjelp av låseplater inntil maks. 30°

### Teknisk data Simply Light

Beskrivelse	SB35	SB35	SB40	SB40	SB45	SB45
Dekk	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"
Maks. lengde	80 cm	80 cm	80 cm	83 cm	80 cm	83 cm
Samlet bredde	49 cm	57 cm	54 cm	62 cm	59 cm	67 cm
Høyde til øvre kant av adapterplate	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm
Høyde kjørebøyle, min. (setevinkel 90°, skyvehåndtak 90°)	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Høyde kjørebøyle, maks. (setevinkel 90°, skyvehåndtak 90°)	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm



Artikkelnummer	HMS nr.	Beskrivelse	Hjulstørrelse
74960-3512		Simply Light Understell - 35 cm rammebredde	12"
74960-3516	144451	Simply Light Understell - 35 cm rammebredde	16"
74960-3522	150274	Simply Light Understell - 35 cm rammebredde	22"
74960-3524		Simply Light Understell - 35 cm rammebredde	24"
74960-4012		Simply Light Understell - 40 cm rammebredde	12"
74960-4016		Simply Light Understell - 40 cm rammebredde	16"
74960-4022	141910	Simply Light Understell - 40 cm rammebredde	22"
74960-4024		Simply Light Understell - 40 cm rammebredde	24"
74960-4512		Simply Light Understell - 45 cm rammebredde	12"
74960-4516	159608	Simply Light Understell - 45 cm rammebredde	16"
74960-4522		Simply Light Understell - 45 cm rammebredde	22"
74960-4524		Simply Light Understell - 45 cm rammebredde	24"

## Tilbehør og reservedeler Simply Light

Artikkelnummer	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
75003		Skjermer	
75004		Eikebeskyttere	
75006		Armlen	
75008	173617	Tippesikring	
75009		Parkeringsbrems	
75013-1	116805	Vinkeljusterbart fotbrett	1
75013-2		Vinkeljusterbart fotbrett	2
75013-3		Vinkeljusterbart fotbrett	3
46030-35	144452	Leggstøtte str. 1	
46030-40	144980	Leggstøtte str. 2	
46030-45	142512	Leggstøtte str. 3	
73071-1	174473	Tiltwire	
73072	166804	Bremsehåndtak med wire	
73073	116931	Gassfjær, 150N	
73073-200		Gassfjær, 200N	
73073-300		Gassfjær, 300N	
73073-400		Gassfjær, 400N	
73073-500		Gassfjær, 500N	
73073-800		Gassfjær, 800N	
HW99-1096		Mosegummi til kjørebøyle	

