

MORITZ TERMOPOSE  
**BRUKSANVISNING**



# Moritz Termopose

Termoposen varmer og beskytter brukeren i alle slags vær på høsten, vinteren og våren.

Posen festes alltid i rullestolen/vogna før brukeren setter seg i posen. Påse at eventuelle belter og reimer er dratt igjennom posen på forhånd.

## Egenskaper:

- Termopose, vattert
- Vannavstøtende, vindtett og flammehemmende materiale på utsiden
- Glidelås rundt hele framdelen, framdel kan tas av
- Snor for stramming rundt livet og praktisk lomme med borrelås på siden
- Belte med klips for å feste kjøreposen i rullestolen
- Termopose standard:
  - Slisser for hoftebelte
  - Slissespor for skrittsele
  - Antiskli på undersiden av kjørepose mot sete av rullestolen

## Materiale:

- Utvendig: Nylon-Thermoplus, behandlet med flammehemmende middel (oppfyller krav i brannklasse A etter DIN EN 14533)
- Innvendig: Bomullblanding
- Fôr: lett Polyester-fleece

## Former:

Termoposen er tilgjengelig som:

- Standard
- for skallsete (dvs. med åpen rygg- og setedel)

## Størrelser:

Termoposen er tilgjengelig i følgende størrelser:

- Senior
- Medium
- Junior
- Barn 2
- Barn 1

## Vaskeanvisning:



- Lukk glidelåsen og klips på belte før vasking

Bruk av produktet kun til det tiltenkte formålet!



Hjelpemiddelspesialisten as

### Hjelpemiddelspesialisten AS

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no