

MORITZ ULLPOSE
BRUKSANVISNING



Moritz Ullpose

Ullposen er brukerens favoritt blant vinterposene. Med denne posen trosser man vind, snø og is. Posen er laget ut av vannavstøtende Nylon-Thermoplus på utsiden og varm ullfôr.

Egenskaper:

- Ullpose, vattert
- Vannavstøtende, vindtett og flammehemmende materiale på utsiden
- Varm ullfôr
- Glidelås rundt hele framdelen, framdel kan tas av
- Snor for stramming rundt livet og praktisk lomme med borrelås på siden
- Belte med klips for å feste kjøreposen i rullestolen
- Ullpose standard:
 - Slisser for hoftebelte
 - Slissespor for skrittsele
 - Antiskli på undersiden av kjørepose mot sete av rullestolen

Materiale:

- Utvendig: Nylon-Thermoplus, behandlet med flammehemmende middel (oppfyller krav i brannklasse A etter DIN EN 14533)
- Innvendig: Ullblanding (ren ny ull, Polyester)

Former:

Ullposen er tilgjengelig som:

- Standard
- for skallsete (dvs. med åpen rygg- og setedel)

Størrelser:

Ullposen er tilgjengelig i følgende størrelser:

- Senior
- Medium
- Junior
- Barn 2
- Barn 1

Vaskeanvisning:



- Lukk glidelåsen og klips på belte før vasking

Bruk av produktet kun til det tiltenkte formålet!



Hjelpemiddelspecialisten as

Hjelpemiddelspecialisten AS

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no