

- ▶ 24 timers posisjonering
- ▶ Rygg-, mage- og sideleie
- ▶ Posisjoneringsystem



SYMMETRISLEEP

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

24 timers posisjonering på en enkel og brukervennlig måte

Symmetrisleep systemet kan hjelpe til å motvirke og korrigere etablerte muskel- og leddproblemer når det blir brukt som en del av en 24-timers posisjonering.

Når borrelåslaken, trykkavlastende overmadrass og det elastiske CoolOver lakenet er på plass er systemet klart til bruk, og sengen får en flat overflate for enkel overføring av bruker.

Når brukeren er klar, plasseres sidestøtter og puter på plass for å gi nødvendig støtte. Disse kan plasseres både på over-, og undersiden av overmadrassen.



Systemet bygges opp for å tilpasses til brukeren, i motsetning til at brukeren må tilpasses til en eksisterende form. Omsorgspersoner vil raskt oppdage at det tar kort tid å oppnå en god og korrigerende støtte.

Plasseringen av sidestøttene er enkel og intuitiv, ettersom det ikke er noen faste spor, eller skruer og lignende som må følges. Noen velger også å tilpasse brukeren etter at de har sovnet da kroppen oppleves som mer mottakelig for korrigering i sovende tilstand.

Symmetrisleep tilbyr justerbar, komfortabel støtte for de som ikke kan bevege seg enkelt på egenhånd, og dette vil dermed minske tilsynsfrekvensen for familie og omsorgspersoner.

Symmetrisleep er universalt justerbar til alle stillinger og positurer, samt alder. Dette betyr at systemet kan benyttes sammenhengende fra spedbarnsalder til brukeren er voksen og gjennom eventuelle andre kroppslige endringer hos bruker.

Symmetrisleep består av flere trykkavlastende materialer, som også kan brukes for å oppnå termisk komfort.

Symmetrisleep-systemet kan også brukes i løpet av dagen. Om det kun brukes to timer daglig, betyr det hele 730 timer med progressiv, passiv terapi i året. Brukes systemet hele natten, gjennom hele året, tilsvarer det ca. 3 600 timer i året, på et tidspunkt når kroppen er på sitt mest avslappede og mest mottakelig for endringer.

Det er et velprøvd system som er mye brukt for å beskytte og forbedre kroppsformen og funksjonen. For mange gir det avslapning, en bedre natts søvn og lettere pleie.



► Symmetrisleep borrelåslaken med Airmantle overmadrass

Symmetrisleep virker:

- Når bruker ligger på ryggen, magen eller på siden.
- I en seng, vugge eller en dobbelseng ved siden av en voksen.
- Med profilsenger eller med trykkavlastende madrasser (passive og aktive).


Symmetrisleep er:

- Lett å rengjøre og overmadrassen beskytter madrassen mot eventuelle væsker.
- Lett å transportere.
- Flammeavvisende.

Temperaturregulering gjennom natten - Coolover TR3 med Omnitherm

CoolOver TR3 og termisk komfort

CoolOver TR3 er et temperaturregulerende stoff som inneholder små Omnitherm-mikrokapsler. Disse absorberer varme når temperaturen stiger og gir den tilbake mot kroppen igjen når temperaturen faller. Dermed hjelper CoolOverTR3 til med å opprettholde en jevnere temperatur for en bedre natts søvn.



Det supermyke Coolover TR3 tekstilstoffet er unik for Symmetrisleep. Produsenten har konstruert denne siste generasjonen av aktivt temperaturregulerende tekstil for å tilby økt kjølekapasitet, forbedret mikroklima, tåle høyere vasketemperatur og tørke enklere.

CoolOver TR3 på puten din


Ikke bare er Coolover tilgjengelig for laken og puter, den brukes nå som standard trekk i våre myke kneblokker og polstring på brakettputene våre, så vel som i vår Airmantle overmadrass.



CoolOver TR3 og mikroklima

Produksjonen av vårt hydrofobe garn med gradvis tettere masker fra innsiden og utover hjelper til med å drive fuktighet bort fra huden og spre den utover den ytre overflaten av stoffet.

Denne overlegne fukttransporten holder huden tørrere, samtidig som den forbedrer fordampningen av stoffet, slik at mikrokapslene i Omnitherm avkjøles og igjen kan absorbere enda mer kroppsvarme.



Strikk med variabel tetthet som trekker fuktighet til den ytre overflaten



Omnitherm mikrokapsler i trådene i stoffet

