

- Lett og solid
- Behagelig sittestilling

September 2021



GOTTAGO

TOALETTSETE

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

GottaGo er et innovativt, kompakt og bærbar toalettsete

GottaGo er et stilig og komfortabelt toalettset som er designet for aktive familier som ønsker å kunne bruke setet både på reise og hjemme.

Setet leveres med en praktisk og pen ryggsekk for en stressfri reise, i tillegg til en toaletttopplæringsguide. GottaGo toalettsete gjør toalettiden lettere for alle.



- ✓ Lett og solid
- ✓ Kan brukes over alle typer toalett eller med en potteinnsats
- ✓ Uttrekkbare ben for å enkelt kunne justere høyde, slå sammen og oppbevare
- ✓ Behagelig passform og varm-berøring-materiale for ekstra komfort



GottaGo unike sitteposisjon gjør toalettbesøket lettere

GottaGo er designet for å holde barnet i en fremoverlent, dyp hukestilling. Denne naturlige stillingen gjør at musklene kontrollerer blæren og tarmen i en avslappende positur, og toalettbesøket oppleves lettere for barnet.

- 1 Kne over hofter, støttende føtter litt bak knærne
- 2 Støtte langs lårene for bedre trykkfordeling og komfort
- 3 Justerbar rygg og sidestøtter for å forbedre knebøyholdning

Møt Wilson

"GottaGo og treningsguiden har vært transformerende for Wilson - det hjalp oss fra bleier og avføringsmidler til uavhengighet og frihet."

Amy - Wilsons mamma



Tid for trening

GottaGo kommer med en eksklusiv toaletttopplæringsguide, spesialtilpasset av vårt erfarne kliniske team. Ved siden av setet, vil guiden støtte og motivere både deg og barnet ditt på vei til å bli mer uavhengig.

Teknisk data GottaGo

Sete størrelse

	Størrelse 1	Størrelse 2
Alder	2-5 år	4-9 år
Hoftebredde	22,5 cm	27 cm
Minimum setedybde	22 cm	29 cm
Ryggstøtte helling (fremover)	8°	25°
Lårvinkel (horisontal)	40°	40°
Rygghøyde	24 cm	36 cm
Vekt (sete og ramme)	5,8 kg	6,1 kg

Ramme størrelse

Ramme sammenslått	51x56x19 cm
Ramme gulv fotavtrykk	59,8x52 cm
Maksimum brukervekt	30 kg
Høyde (laveste delen av setet)	1: 30 cm/ 2: 46 cm/ 3: 53 cm

* For størrelser for gutter anbefales det å velge større størrelse forutsatt at de oppfyller minimum setedybde

